

Анализ тромбоцитов на Advia 2120i

Принципы анализа:

Сочетание измерения объема клеток и их плотности, используемое на ADVIA 2120i, гарантирует, что подсчет числа тромбоцитов будет проводиться правильно всегда, даже в самых спорных препаратах.

- Точный подсчет тромбоцитов на критических для клиники уровнях избавляет от необходимости ручного подсчета.
- Включение в анализ крупных тромбоцитов и исключение общих погрешностей, **таких как микроциты красного кровяного ростка, и клеточные фрагменты**, минимизирует затраты ручного труда, а также ненужные и дорогостоящие переливания тромбоцитов.
- Линейность измерений в пределах до 3500 x 1000/ μ l снижает необходимость в разведении образцов.